

万能カフ



【対象】

- ・ リウマチなど関節の変形でスプーンなど握れない方

【特徴】

- ・ 使う方の手に巻いてスプーンや歯ブラシ、鉛筆などを差し込む



【材料】

材 料	寸 法	個 数
アクリルテープ(25mm幅)	5~6cmくらい(第2指から第5指までの長さ)	1本
	30cmくらい	1本
マジックテープ(25mm幅)	オス: 5cmくらい(ギザギザ)	1本
	メス: 7cmくらい(やわらかい方)	1本
Dカン	25mm幅用	1個
角カン	25mm幅用	1個

【道具】裁縫セット、ライター、はさみ

【作り方】

- ① アクリルテープを寸法にカットし、端がほつれないように火であぶる。
- ② 長いアクリルテープの一方の端に角カンを入れて縫う。(ポイント1 赤線を縫う)
- ③ スプーンを入れる部分のアクリルテープ、マジックテープの長さを決める。
- ④ スプーンをいれる部分のアクリルテープを縫い付ける(ポイント2 赤線を縫う)
- ⑤ 長いアクリルテープの反対の端を角カンに通してから、Dカンを通し縫う。(ポイント3)
- ⑥ マジックテープのオス(ギザギザ)を縫いつける(ポイント4)
- ⑦ マジックテープのメス(やわらかい)を縫い付ける(ポイント5)

完成！！

☆全体の長さはあくまでも目安です。

使う方の手の大きさに合わせて調整してください。

ポイント

